

Marcaje

Caracterización acc. ADR

Marcado de botellas

Color de los hombros: verde claro,
cuerpo blanco**Propiedades esenciales**

gas comprimido, más ligero que el aire, incoloro, inodoro

Símbolos de riesgo

Para más información sobre seguridad, véase la ficha de datos de seguridad *-CO-HE-O2-N2-02

Válvulas / Colectores**Conexión de válvula**

DIN 477-1 n° 14

Tipo de válvula:
Válvula de presión residual (RPV)
Precinto a prueba de manipulaciones**Colectores recomendados**

según las preferencias nacionales

Especificación / receptáculos		PneumoXON / OHECON	
Composición			
CO	=	0.25	Vol.-%
He	=	10	Vol.-%
O ₂	=	21	Vol.-%
N ₂	=	68.75	Vol.-%
Impurezas			
H ₂ O	=	20	ppmv
Botella / Contenido			
F 10 150 bar RPV - (10 litros)		1.5	m ³

Observaciones

Caducidad 2 años

"Este gas medicinal es sólo para uso diagnóstico.

Se utiliza para las pruebas de diagnóstico de la función pulmonar (determinación de la capacidad de difusión / factor de transferencia como parámetro principal y determinación del volumen pulmonar como parámetro adicional).

Este gas medicinal sólo puede utilizarse en pacientes capaces de realizar la prueba, independientemente de su edad."

Sólo debe ser utilizado y administrado por personal especialmente formado en el uso y manipulación de este gas medicinal. Leer el prospecto antes de usar

Contenido en m³ a 15°C, 1 bar